



Dados Consolidados-trigoskoe.xlsx — aba '10kV' (10kV)


QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)




QC2 — Espalhamento Coerente (Rh-L α)




QC3 — Espalhamento Incoerente (Rh-L α -Inc)





QC4 — Rolling QC (Rh-L α -Inc)




QC5 — Réplicas (Mean RPD)





QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)




Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
25.3	35.3	2	3-Rejeitado ⚠	Rh-Lα-Inc, Throughput
105.3	115.3	2	2-Suspeito ⚠	Rh-Lα-Inc, Throughput
135.3	145.3	2	3-Rejeitado ⚠	Rh-Lα-Inc
335.3	335.3	1	2-Suspeito ⚠	Rh-Lα-Inc
455.3	455.3	1	3-Rejeitado	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
555.3	555.3	1	2-Suspeito ⚠	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα
665.3	685.3	2	3-Rejeitado	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
755.3	815.3	7	3-Rejeitado ⚠	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
865.3	865.3	1	3-Rejeitado	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
905.3	935.3	3	2-Suspeito ⚠	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα


⚠ Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥80).

Dados Consolidados-trigoskoe.xlsx — aba '30kV' (30kV)


QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)




QC2 — Espalhamento Coerente (Rh-L α)




QC3 — Espalhamento Incoerente (Rh-L α -Inc)





QC4 — Rolling QC (Rh-K α -Inc)




QC5 — Réplicas (Mean RPD)





QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)



Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
25.3	115.3	9	3-Rejeitado 	Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Throughput
165.3	235.3	5	2-Suspeito 	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
335.3	345.3	2	2-Suspeito 	Deriva (Rolling QC)
525.3	525.3	1	2-Suspeito 	Deriva (Rolling QC)
555.3	555.3	1	2-Suspeito 	Rh-Lα
915.3	915.3	1	2-Suspeito 	Rh-Lα
975.3	975.3	1	2-Suspeito 	Deriva (Rolling QC)

 Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥80).